

## 電子天平 | PR系列、PJX系列



### 產品特色

- 多元稱重，一機到位：**整合基本稱重、零件計數、百分比稱重，PJX系列更升級支援密度測定，從日常到專業全面應對。
- 清晰顯示，高效操作：**大尺寸高亮背光螢幕，讀值一目瞭然；支援第二顯示螢幕 (選配)，交易過程更透明流暢。
- 精準穩定，值得信賴：**內建內部法碼校正 (內校型號)，長時間維持高精度表現，確保每一次稱量都準確可靠。
- 專業配置，一應俱全：**不鏽鋼秤盤、防風罩、環境濾波與ID管理完整到位，PJX系列更具OIML認證，輕鬆滿足商用與實驗需求。



### 四位數分析電子天平

| 型號      | 最大秤量  | 最小讀數   | 重複性    | 線性       | 穩定時間 | 校正方式 | 秤盤尺寸   | 防風罩高度  |
|---------|-------|--------|--------|----------|------|------|--------|--------|
| PR124   | 120 g | 0.1 mg | 0.1 mg | ± 0.2 mg | 3 秒  | 內校   | Ø90 mm | 205 mm |
| PR124/E | 120 g | 0.1 mg | 0.1 mg | ± 0.2 mg | 3 秒  | 外校   | Ø90 mm | 205 mm |
| PR224   | 220 g | 0.1 mg | 0.1 mg | ± 0.2 mg | 3 秒  | 內校   | Ø90 mm | 205 mm |
| PR224/E | 220 g | 0.1 mg | 0.1 mg | ± 0.2 mg | 3 秒  | 外校   | Ø90 mm | 205 mm |

### 三位數精密電子天平

| 型號      | 最大秤量  | 最小讀數 | 重複性  | 線性     | 穩定時間 | 校正方式 | 秤盤尺寸    | 防風罩高度  |
|---------|-------|------|------|--------|------|------|---------|--------|
| PR223/E | 220 g | 1 mg | 1 mg | ± 2 mg | 2 秒  | 外校   | Ø120 mm | 205 mm |
| PJX2503 | 500 g | 1 mg | 1 mg | ± 2 mg | 2 秒  | 內校   | Ø120 mm | 170 mm |
| PR523/E | 520 g | 1 mg | 1 mg | ± 2 mg | 2 秒  | 外校   | Ø120 mm | 205 mm |

### 二位數上皿電子天平

| 型號        | 最大秤量   | 最小讀數   | 重複性    | 線性       | 穩定時間 | 校正方式 | 秤盤尺寸    | 防風罩高度 |
|-----------|--------|--------|--------|----------|------|------|---------|-------|
| PR1602/E  | 1600 g | 0.01 g | 0.01 g | ± 0.02 g | 1 秒  | 外校   | Ø180 mm | -     |
| PR2202/E  | 2200 g | 0.01 g | 0.01 g | ± 0.02 g | 1 秒  | 外校   | Ø180 mm | -     |
| PJX4202   | 4200 g | 0.01 g | 0.01 g | ± 0.02 g | 1 秒  | 內校   | Ø180 mm | -     |
| PR4202/E  | 4200 g | 0.01 g | 0.01 g | ± 0.02 g | 1 秒  | 外校   | Ø180 mm | -     |
| PJX6202   | 6200 g | 0.01 g | 0.01 g | ± 0.02 g | 1 秒  | 內校   | Ø180 mm | -     |
| PJX6202/E | 6200 g | 0.01 g | 0.01 g | ± 0.02 g | 1 秒  | 外校   | Ø180 mm | -     |
| PR6201/E  | 6200 g | 0.1 g  | 0.1 g  | ± 0.2 g  | 1 秒  | 外校   | Ø180 mm | -     |